



1 Harrier Court
 Airfield Business Park
 Elvington
 York YO41 4AU
 Royaume-Uni
 Tel: +44 (0) 1904 607600
 Fax: +44 (0) 1904 607601
 Web: www.vet-way.com

BIOSHIELD IIIR

Produit	Code	Quantité par paquet	Dim Ext. L x l x H (mm)	Poids Volumétrique (kg)	Poids Total (kgs)
BIOSHIELD IIIR Boîte	BSE043	1	470 x 500 x 340	13,31	0,85
BIOSHIELD IIIR Kit carcasse	PPE001	1	-	-	0,13

Éléments Fournis:

- Boîte extérieure imprimée conforme à la réglementation sur le transport IATA (par avion) et ADR (par route)
- Pochettes Pathoseal Liquitite 20/32 étanches
- Matériau absorbant

Caractéristiques:

- Homologué UN pour l'envoi de prélèvements de diagnostics
- Emballage à plat pour une facilité de stockage
- Facile à monter
- Fabriqué en plastique Correx résistant, inaltérable et de haute qualité
- Complet avec poignées pour faciliter une manutention avec beaucoup de précautions

Le système de transport de carcasse Bioshield IIIR doit être utilisé pour le transport de prélèvements de matières solides, de diagnostics (UN3373).

La boîte Bioshield IIIR doit être utilisée en même temps que le Kit Bioshield IIIR pour carcasse pour que le système soit conforme. Chaque kit Bioshield IIIR pour carcasse se compose de deux poches 95kPa étanches et absorbantes. Les prélèvements doivent être placés à l'intérieur des deux poches 95kPa étanches avec le matériau absorbant fourni, puis déposés à l'intérieur d'une boîte extérieure Bioshield IIIR en Correx pour le transport.

Si des prélèvements multiples doivent être envoyés simultanément dans la même boîte extérieure Bioshield IIIR, il faudra se procurer un kit Bioshield IIIR pour carcasse pour chaque prélèvement à envoyer.

