



1 Harrier Court  
Airfield Business Park  
Elvington  
York YO41 4AU  
Royaume-Uni  
Tel: +44 (0) 1904 607600  
Fax: +44 (0) 1904 607601  
Web: www.vet-way.com

## PATHOPOUCH 95kPa A4 Poche

Produit	Code	Quantité Par paquet	Conforme au tst 95kPa	Éléments inclus	Dim. D'ouverture (mm)	Taille
PATHOPOUCH 95kPa (A4) fourni avec Absorbant	BP001	50	IATA (por aire)	Matériau absorbant	185	340 x 240

### Eléments Fournis

- Voir tableau ci-dessous

### Caractéristiques

- Conforme à l'essai de pression 95 kPa AITA pour le transport par avion et par route
- Fermeture à témoin d'effraction facile à utiliser
- Format A4 à numérotation séquentielle
- Étanche
- Contrôlé par tiers

On utilise la poche PATHOPOUCH 95kPa A4 pour le transport de sang, de prélèvements de tissus et d'écouvillons au laboratoire.

Ce produit doit être utilisé en même temps qu'une boîte extérieure rigide et un conteneur primaire. Il est idéal pour l'utilisation en combinaison avec le BIOTHERM 5 pour l'envoi de prélèvements sous température contrôlée à l'analyse.

Le prélèvement doit être placé dans un conteneur primaire à l'intérieur d'une poche avec l'absorbant fourni. La poche est ensuite introduite dans le système de transport BIOTHERM 5 à température contrôlée.

